

Tablica ułatwień dostępu IntelliKeys USB



NAZWA	DOMYŚLNE	OPIS						
Szybkość reakcji	15	Reguluje czas naciskania klawisza (nie siłę nacisku) wymagany do aktywacji tego klawisza. 15 oznacza najszybszą reakcję, 1 najwolniejszą.						
Wymagane podniesienie	Wyłączone	Decyduje o tym, że użytkownik musi podnieść palec z klawisza przed naciśnięciem następnego klawisza.						
Głośność dźwięku klawiszy	Poziom 2	Ustawia poziom głośności dźwięku, który wydaje Intellikeys USB po zaakceptowaniu naciśnięcia klawisza, lub po umieszczeniu nowej nakładki.						
Szybkość powtarzania	15	Ustala prędkość powtarzania klawiszy: 15 – najszybciej, 1 – najwolniej.						
Powtarzanie	Włączone	Włącza lub wyłącza powtarzanie po długim naciśnięciu klawisza.						
Blokowanie powtarzania	Wyłączone	Włączenie tej funkcji powoduje, że po dłuższym przytrzymaniu klawisza zaczyna się powtarzanie i nie kończy się po podniesieniu palca z klawisza. Dopiero następne naciśnięcie powoduje zaprzestanie powtarzania.						
Akcja klawisza Shift (dotyczy wszystkich modyfikatorów)	Włączanie	Włączanie - wielkie litery osiąga się po naciśnięciu klawisza Shift i klawisza litery. Blokowanie - jak wyżej, oprócz tego podwójne użycie klawisza Shift włącza go na stałe aż do kolejnego przyciśnięcia. Bez włączania - klawisz Shift działa tak, jak każdy inny klawisz.						
Lampki	6	Lampki oznaczają: <table><tr><td>Shift</td><td>Alt</td></tr><tr><td>CAPS (wielkie litery)</td><td>Control</td></tr><tr><td>Mysz w dół</td><td>NumLock</td></tr></table>	Shift	Alt	CAPS (wielkie litery)	Control	Mysz w dół	NumLock
Shift	Alt							
CAPS (wielkie litery)	Control							
Mysz w dół	NumLock							
Pokaż ustawienia	Brak	Naciśnij dwukrotnie, aby ujrzeć zestaw parametrów.						
Reset klawiatury	Brak	Jeśli chcesz przywrócić ustawienia domyślne dla bieżącego użytkownika i wyczyścić bieżącą nakładkę z pamięci, wybierz tę funkcję.						
Prędkość myszy	15	Ustawianie prędkości myszy. 15 – najszybciej, 1 – najwolniej.						
Podpowiedź	Wyłączona	Przy włączonej podpowiedzi po wpisaniu litery „q”, dodawana jest automatycznie litera „u”. Po znakach interpunkcyjnych dodawana jest odpowiednia liczba spacji i/lub włączany jest klawisz Shift.						
Ustawienia przycisków	1	Definicja ustawień przycisków. Identycznie jak przyciski działają dwie połówki powierzchni IntelliKeys USB. Naciśnij ten klawisz, a następnie właściwą liczbę. Ustawienie to zastępuje aktywną nakładkę, chyba że użyto nakładki standardowej.						
Prędkość wysyłania danych	15	Ustala prędkość, z jaką IntelliKeys USB wysyła do komputera dane. 15 – najszybciej, 1 – najwolniej.						
Pomoc	Brak	Powoduje wyświetlenie systemu pomocy panelu sterowania i nakładki instalacyjnej.						
Pokaż panel sterowania	Brak	Powoduje otwarcie panelu kontrolnego na ekranie komputera.						

Ustawienia przycisków

USTAWIENIE	PRZYCISK 1 LEWA STRONA INTELLIKEYS	PRZYCISK 2 PRAWA STRONA INTELLIKEYS
1	Control-Enter	Control-Enter
2	Control-Strzałka w prawo	Control-Strzałka w prawo
3	Spacja	Enter
4	Kliknięcie (lewym klawiszem myszy)	Kliknięcie (lewym klawiszem myszy)
5	Kliknięcie (lewym klawiszem myszy)	Podwójne Kliknięcie (lewym klawiszem myszy)
6	Strzałka w lewo	Strzałka w prawo
7	Strzałka w górę	Strzałka w dół
8	Strzałka w lewo	Strzałka w górę
9	1	2
10	Tab	Enter
11	Tab	Spacja
12	Tab	Shift-Tab
13	Lewy Shift	Prawy Shift
14	Strzałka w dół	Enter
15	Strzałka w prawo	Enter



ITEM NO. OL - USB - SE - POL