

Tableau des fonctions de la planche de paramétrage pour IntelliKeys USB



| NOM | VALEUR PAR DÉFAUT | DESCRIPTION |
|---|----------------------|--|
| Temps réponse | 15 | Définit le temps (et non la pression) requis pour qu'IntelliKeys puisse répondre. 15 est le temps de réponse le plus rapide, 1 le plus lent. |
| Décollage doigts | Désactivé | L'utilisateur doit lever le doigt au-dessus d'IntelliKeys USB pour qu'une autre touche puisse répondre. |
| Volume | 2 | Ajuste le volume des sons émis par IntelliKeys USB, comme lorsqu'un usager appuie sur une touche ou qu'une nouvelle planche est insérée. |
| Vitesse répétition | 15 | Cette fonction définit la vitesse de répétition des caractères. 15 est la vitesse de répétition plus rapide, 1 la plus lente. |
| Répétition | Activé | Active/désactive la fonction répétition. |
| Blocage répétition | Désactivé | Lorsque cette fonction est activée, maintenez une touche enfoncée jusqu'à ce que la répétition commence; lorsque la touche est relâchée, la répétition continue. Touchez n'importe où sur la planche pour que cesse la répétition. |
| Fonction Majuscule (fonctionne pour tous les modificateurs) | Blocage | <i>Blocage</i> - pour entrer une majuscule, appuyez sur la touche Maj, puis, sur une lettre. <i>Verrouillage</i> - appuyez sur une touche Maj deux fois et la touche restera verrouillée jusqu'à ce que l'on appuie une troisième fois sur cette touche. <i>Pas de blocage</i> - les touches Maj fonctionnent normalement. |
| Témoins lumineux | 6 | Les témoins indiquent : |
| | | Maj Alt |
| | | Verr. Maj. Ctrl |
| | | Souris Verr. Num. |
| Liste fonctions | N/A | Appuyez deux fois afin d'ouvrir un traitement de texte et de voir toutes les fonctions actives. |
| Annulation réglages | N/A | Appuyez deux fois pour remettre le clavier au mode de départ et annuler les fonctions de la planche active. |
| Vitesse Souris | 15 | Ajuste la vitesse de la souris. 15 est la vitesse la plus rapide, 1 la plus lente. |
| Frappe assistée | Désactivé | Lorsque vous faites un "q", IntelliKeys ajoute automatiquement un "u"; la ponctuation est suivie d'un nombre approprié d'espaces et la touche Maj est bloquée au besoin. |
| Configuration interrupteurs | 1 | Modifie la configuration des interrupteurs. Permet également d'utiliser IntelliKeys USB comme un clavier avec deux grosses touches. Appuyez sur cette touche, puis ajoutez la configuration appropriée. Cette configuration remplace celle de la planche active, sauf si une planche standard est en place. |
| Vitesse transfert données | 15 | Ajuste la vitesse à laquelle IntelliKeys USB envoie les caractères à l'ordinateur. 15 est la vitesse de transfert la plus rapide, 1 la plus lente. |
| Aide | N/A | Appuyez deux fois pour que s'affiche à l'écran l'aide en ligne pour la planche de paramétrage et le panneau de le bas. |
| Afficher le panneau de configuration | N/A | Appuyez sur cette touche, pour ouvrir le panneau de configuration. |

Tableau de configuration d'interrupteurs

| CONFIGURATION DES INTERRUPTEURS | INTERRUPTEURS #1 CÔTÉ GAUCHE D'INTELLIKEYS | INTERRUPTEURS #2 CÔTÉ DROIT D'INTELLIKEYS |
|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Ctrl- Retour/Entrée | Ctrl- Retour/Entrée |
| 2 | Ctrl-Touche curseur vers la droite | Ctrl-Touche curseur vers le bas |
| 3 | Espace | Retour/Entrée |
| 4 | Clic | Clic |
| 5 | Clic | Double-Clic |
| 6 | Touche curseur vers la gauche | Touche curseur vers la droite |
| 7 | Touche curseur vers le haut | Touche curseur vers le bas |
| 8 | Touche curseur vers la gauche | Touche curseur vers le haut |
| 9 | 1 | 2 |
| 10 | Tab | Retour/Entrée |
| 11 | Tab | Espace |
| 12 | Tab | Maj-Tab |
| 13 | Maj gauche | Maj droite |
| 14 | Touche curseur vers la gauche | Retour/Entrée |
| 15 | Touche curseur vers la droite | Retour/Entrée |



ITEM NO. OL - USB - SE - FRC